





PIEX

## Posterior Stabilizasyon Sistemi



Sement enjekte edilebilir vida



Destek dişi vida seti

### Vida Ölçüleri

Çap	Uzunluk
4.5 mm - 8.5 mm	20 mm - 65 mm





### 6 mm ROD SİSTEMİ

- Daha güçlü yapı ve çok amaçlı kullanım için 6 mm rod sistemi



### 60° AÇILANDIRABİLME ÖZELLİĞİ

- En iyi anatomik pozisyonu sağlamak için 60°lik açılındırmaya izin veren, yeni nesil tasarım




### VİDA UCU

- Kolay yerleştirme için geliştirilmiş vida ucu

## AYARLANABİLİR ARA BAĞLANTILAR

30 mm ve 70 mm arası değişen ayarlanabilir ara bağlantılar bulundurulur.



Ara Bağlantı Uzunluk Ölçü Tablosu

Minimum	Maksimum
32 mm	40 mm
40 mm	50 mm
50 mm	60 mm
60 mm	70 mm

