



HELIXP

PLIF PEEK CAGE



KESKİN TASARIM

- Uygulama kolaylığı sağlar.

TİTANYUM MARKERLAR

- Kolay tanımlama ve yerleştirme imkanı sağlar.

MÜKEMMEL BİYUYUMLULUK

- Tamamen inert ve biyoyumludur

DİŞLİ ÜST VE ALT YÜZEY

- İmplantın güvenli bir şekilde oturmasını garanti eder.

FENESTRE İMPLANT

- Kemik büyümesine izin verir

LORDOZ ONARIMI SAĞLAR:


- 0°, 4°, 8° açılar






KESKİN TASARIM

- HelixP PLIF Peek Cage intervertebral boşlukları restore etmek için benzersiz olarak tasarlanmıştır.
- Çeşitli yüksekliklerde seçenekleri mevcuttur ve kemik füzyonunu geliştirmek için geniş greft alanına sahiptir.




DİŞLİ ÜST VE ALT YÜZEY

- HelixP PLIF Peek Cage omurlar arasındaki stabiliteyi sağlamak için özel olarak tasarlanmış bir yapıya sahiptir.
- Dişlerin yapısı, yerleşimi sağlamlaştırmaya ve göçü önlemeye yardımcı eder.



MÜKEMMEL BİYOUYUMLULUK

- Radyolusent ve biyouyumlu olan PEEK materyali, kemiğe benzer elastisite modülü sağlar.
- İmplantın ön ve arka yerleşimini netleştirmek için üç adet Tantal marker bulunur.



KOLAY ENSTRÜMANTASYON

- Güvenli yerleşime için gelişmiş enstrümantasyon
- Cage'i kolayca tutan ve bırakan basit kilit mekanizması

Açı	Yükseklik	Genişlik	Uzunluk
0°,4°,8°	7 mm-13 mm	10 mm	23 mm-26 mm