




HELIXPD

PLIF DISTRACTABLE PEEK CAGE



BENZERSİZ TASARIM

- Disk yükseklik restorasyonunu maksimize eder


MÜKEMMEL BİYUYUMLULUK

- Tamamen inert ve biyoyumludur

GELİŞMİŞ MEKANİZMA

- Güvenli genişletme ve yerleşim için geliştirilmiş mekanizma





MİNİMUM GÖMÜLME

- Açılabilir olma özelliği disk alanına yerleştirmeyi kolaylaştırır, iskelet-kas sisteminin bozulmasını önler ve sinir kökü retraksiyonunu azaltır.



KONTROLLÜ DİSK YÜKSEKLİK RETRAKSİYONU

- Kontrollü sürekli genişletme ve distraksiyon; disk yüksekliğini restore etmek ve aşırı distraksiyon riskini azaltmak için tasarlanmıştır.



OPTİMİZE UYGUNLUK

- Disk alanı genişletildiğinde, implant endplate'in diğer endplate'e uyumunu optimize eder.

| Açı | Yükseklik | Uzunluk |
|--------|------------|---------|
| 0°, 8° | 9 mm-13 mm | 27 mm |