



ÖZELLİKLERİ

- Ti-6Al-4V ELI (Astm F 136) Titanyum Materyal
- Farklı Vida Çapları İçin Anodize Renklendirme
- Poliaksiyel Plak Delikleri
- İstenilen Açıda Vida Gönderimine Uygun Plak Dizaynı
- Gelişmiş İntraoperatif Uygulama ve Çok Çeşitli Boyut Seçeneği
- Özel Tasarım Vida Kilitlemeli Düşük Profil Dizayn
- Anatmik Yapıya Uygun Dizayn
- Kolay Uygulanabilirlik

Ürün	Uzunluk
Anterior Servikal Plak Sistemi	21-121 mm