


## KORPEKTOMİ CAGE



### ÖZELLİKLERİ

- Ti-6Al-4V ELI (Astm F 136) Titanyum Materyal
- Anatomik Dizayn
- Özel Titanyum Kumlama ve Porous Coating Pürüzleme
- Farklı Anatomik Bölgeler İçin Renk Kodları
- Kontrollü In-Situ Genişleme
- Kesilebilir ve Genişleyebilir Ürün Seçenekleri
- Tüm Spinal Hat İçin Farklı Boyut Seçenekleri
- Kolay Enstrumantasyon

Ürün	Yükseklik	Uzunluk
Korpektomi Cage	20-40 mm	16-27 mm