


LOMBER DİSK PROTEZİ



ÖZELLİKLERİ

- Ti-6Al-4V ELI (Astm F 136) Titanyum Materyal
- Anatomik Dizayn
- Kontrollü Hareket Kabiliyeti
- Özel Kapalı Cage Protez Dizaynı
- Tek Parça Bridge Sistemi
- Aşınmayı Önleyici TIN Kaplı İç Yüzezy
- Güçlü Tutunum Sağlayan Özel Diş Yapısı
- Özel Titanyum Kumlama ve Porous Coating Pürüzleme
- Hareketli Enstrümantasyon Özelliği ile Pozisyon Verebilme Kabiliyeti
- Basit Implantasyon

| Ürün | Yükseklik | Uzunluk |
|---------------------|-----------|----------|
| Lomber Disk Protezi | 7-13 mm | 28-34 mm |