

ULTRASONİK KEMİK KESİCİ

Sistem; elektrik sinyallerini piezoelektrik dönüştürücü ile mekanik titreşimlere dönüştürerek, hızlı ve güvenli bir osteotomi işlemi gerçekleştirir.

Woodpecker UltraSurgery; enerji ve irigasyon işlemi sağlayan ultrasonik cerrahi sistem jeneratörü, uygulamayı sağlayan el ünitesi ve buna bağlı çalışan kemik kesici uçları kapsar.



- *Güvenli Osteotomi*
- *Kolay Kullanım*
- *Minimum Kemik Kaybı*
- *Farklı Uç Seçenekleri*

Teknik Özellikler

Çıkış Gücü	3V~20V
Çalışma Frekansı	24k Hz ~ 29,5 kHz
Ağırlık	3.8 kg
Ölçüler	330 mm x 254 mm x 167 mm

HASTA İÇİN KOLAY VE GÜVENİLİR TEDAVİ İMKANI

- Ultrasonik titreşimler sayesinde, yumuşak dokuya ve kan damarlarına zarar vermeden güvenli ve kusursuz şekilde kemik kesme işlemini gerçekleştirir.
- Hastanın iyileşme sürecini kolaylaştırır.

GENİŞ YELPAZEDE UÇ OPSİYONU

Farklı endikasyonlar için tasarlanmış kapsamlı uç seçenekleri sunar.



LED aydınlatma sistemi içeren el ünitesi hekime operasyon sırasında kolaylık sağlar.



UYGULAMA ALANLARI

- Kranial Cerrahi
- Spinal Cerrahi
- Ortopedi
- Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi



Üretici

Distribütör

Bayii



Guilin Woodpecker Medical Instrument Co. Ltd.
Information Industrial Park, National High-Tech Zone, Guilin,
Guangxi, 541004 P.R.China



gelişim medikal

Seyit Ömer Mah. Cevdet Paşa Cad. No:34 Fındıkzade - İstanbul
Tel : +90 212 632 9071 Fax : +90 212 632 9072
www.gelisimmedikal.com / info@gelisimmedikal.com